





サージソーブ

滅菌針付縫合糸

丸糸 1／2円（強湾） 片針 36本／箱

針サイズ	糸色	糸長	品番 糸の太さ（USP規格）							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
13mm 	白	75cm	SU613 [☆]	SU512	SU411					
17mm 	紫	75cm	SV617 [☆]	SV513	SV413	SV311	SV216			
	白	75cm		SU513 [☆]	SU412	SU311 [☆]				
20mm 	紫	75cm			SV415	SV313				
22mm 	紫	75cm			SV416	SV315	SV217	SV016		
26mm 	紫	75cm		SV516 [☆]	SV417	SV317	SV211	SV011	SV117 [☆]	
36mm 	紫	75cm			SV418	SV319	SV213	SV013	SV112	
	白	75cm				SU319 [☆]	SU213 [☆]	SU013 [☆]	SU112 [☆]	
	紫	90cm					SV21M [☆]	SV01M [☆]	SV11M	
40mm 	紫	75cm					SV214	SV014	SV113	SV916
48mm 	紫	90cm					SV21C	SV010	SV115	
65mm 	紫	75cm								SV912

鈍針 1／2円（強湾） 片針 36本／箱

針サイズ	糸色	糸長	品番 糸の太さ（USP規格）							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
36mm 	白	75cm					SU253			
40mm 	紫	75cm							SV154	

☆を付した製品は常時在庫しておりません。

滅菌針付縫合糸

☐ 丸針 1／2円（強湾） 片針 リムーバブル針（引き抜き可能針）1パック8本入り、10パック／箱

針サイズ	糸色	糸長	品番 糸の太さ（USP規格）							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
13mm 	紫	45cm×8本		SV591 [☆]	SV491					
17mm 	紫	45cm×8本				SV391				
	白	45cm×8本			SU491					
20mm 	紫	45cm×8本			SV493	SV392				
22mm 	紫	45cm×8本			SV494	SV393				
26mm 	紫	45cm×8本			SV495 [☆]	SV394	SV291	SV092 [☆]		
36mm 	紫	45cm×8本						SV091	SV191	
40mm 	紫	45cm×8本						SV093 [☆]	SV192	
48mm 	紫	45cm×8本						SV094 [☆]		

● 鈍針 1／2円（強湾） 片針 リムーバブル針（引き抜き可能針）1パック8本入り、10パック／箱

針サイズ	糸色	糸長	品番 糸の太さ（USP規格）							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
26mm 	白	45cm×8本				SU395				
36mm 	白	45cm×8本					SU292	SU091	SU193	
48mm 	白	45cm×8本							SU191	

☆を付した製品は常時在庫しておりません。

滅菌針付縫合糸

▼ 角針 1／2円（強湾） 片針 36本／箱

針サイズ	糸色	糸長	品番 糸の太さ（USP規格）							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
10mm 	白	45cm	SU641							
13mm 	白	45cm		SU541						
17mm 	白	75cm			SU445					
23mm 	紫	75cm				SV34N	SV246			
26mm 	紫	75cm				SV345	SV245			
35mm 	白	75cm						SU04N	SU14M	
	紫	75cm					SV24N	SV04N	SV14M	
40mm 	紫	90cm							SV141	

▼ 角針 3／8円（弱湾） 片針 36本／箱

針サイズ	糸色	糸長	品番 糸の太さ（USP規格）							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
12mm 	白	45cm		SU542 [☆]	SU441					
	紫	45cm			SV441 [☆]					
19mm 	白	75cm			SU444	SU341				
24mm 	紫	75cm			SV444 [☆]	SV344	SV243			
30mm 	紫	75cm					SV247 [☆]			


☆を付した製品は常時在庫しておりません。

滅菌針付縫合糸

丸針 5／8円（強々湾） 片針 36本／箱

針サイズ	糸色	糸長	品番 糸の太さ（USP規格）							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
	紫	75cm					SV215	SV017		
	紫	75cm					SV218 [☆]			

丸針 1／2円（強湾） 両端針 36本／箱

針サイズ	糸色	糸長	品番 糸の太さ（USP規格）							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
	紫	90cm			SV483 [☆]					
	紫	90cm				SV381 [☆]				
	紫	90cm			SV484	SV383				
	紫	90cm				SV382				

滅菌針無し縫合糸

36パック／箱

糸色	糸長	品番 糸の太さ（USP規格）							
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
紫	45cm×3本		SV503 [☆]	SV403	SV303	SV203	SV003	SV103	SV903
	150cm×1本		SV501 [☆]	SV401	SV301	SV201	SV001	SV101	SV901
白	45cm×3本			SU403 [☆]	SU303	SU203 [☆]	SU003 [☆]	SU103 [☆]	
	150cm×1本		SU502 [☆]	SU402 [☆]	SU302	SU202 [☆]	SU002 [☆]	SU102 [☆]	SU902 [☆]

12パック／箱

糸色	糸長	品番 糸の太さ（USP規格）							
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
紫	45cm×12本			SV409	SV309	SV209	SV009	SV109	SV909

☆を付した製品は常時在庫しておりません。

※注意！ご使用の前に製品に添付されている取扱説明書を必ずお読みください。

- サージソープは吸収性なので、長期にわたる組織接合を要する部位、及び強度の緊張のかかる状態で広範囲にわたる部位での使用はしないでください。
- サージソープは、眼科処置を含むあらゆる軟組織の接合、及び結紮に使用する縫合糸ですが、心臓血管、及び神経系統の組織には使用しないでください。
- 適用部位や症状によっては、創傷裂開の危険があります。使用する前に術者は吸収性縫合糸を用いた外科的処置、及び手技に習熟している必要があります。素材が吸収性であるため、拡張、伸張、膨満をおこしそうな部位、あるいは支持の必要な部位への使用に際しては、補助的手段として非吸収性縫合糸の使用や外部サポーターの使用を考慮してください。
- 一度開封した後の再滅菌はしないでください。開封後、未使用のものは廃棄してください。