

モノスティングァー

ポリジオキサノン縫合糸
医療機器承認番号 22200BZX00091000

形 状……モノフィラメント 吸収期間……180日～220日（ラット埋植）
成 分……ポリジオキサノン 滅菌方法……エチレンオキサイドガス滅菌
分 解……加水分解

▽ 角針 1 / 2（強湾） 片針 1パック1本入 12P / 箱

針サイズ	色	糸長	糸の太さ（U.S.P規格）						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
13mm 	紫	45cm		MV541	MV446				
17mm 	紫	45cm			MV445				
22mm 	紫	75cm				MV34N			
26mm 	紫	75cm				MV345	MV245		
36mm 	紫	75cm						MV04N	

▽ 角針 3 / 8（弱湾） 片針 1パック1本入 12P / 箱

針サイズ	色	糸長	糸の太さ（U.S.P規格）						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
13mm 	紫	45cm		MV542	MV441				
16mm 	紫	45cm			MV442				
19mm 	紫	45cm			MV444	MV341			


● 鈍針 1 / 2（強湾）ループ 片針 1パック1本入 12P / 箱

針サイズ	色	糸長	糸の太さ（U.S.P規格）						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
48mm 	紫	150cm						MV061	MV161

○ 丸針 1 / 2（強湾）ループ 片針 1パック1本入 12P / 箱

針サイズ	色	糸長	糸の太さ（U.S.P規格）						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
40mm 	紫	150cm						MV062	

● 鈍針 1 / 2 (強湾) 片針 1パック1本入 12P / 箱

針サイズ	色	糸長	糸の太さ (U.S.P 規格)							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	
48mm 	紫	90cm								MV155


◎ 丸針 1 / 2 (強湾) 片針 1パック1本入 12P / 箱

針サイズ	色	糸長	糸の太さ (U.S.P 規格)							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	
13mm 	紫	75cm	MV613	MV512	MV411					
17mm 	紫	75cm		MV513	MV413					
22mm 	紫	75cm			MV416	MV315				
26mm 	紫	75cm			MV417	MV317	MV211			
36mm 	紫	75cm					MV213	MV013	MV112	



◎ 丸針 1 / 2 (強湾) 両端針 1パック1本入 12P / 箱

針サイズ	色	糸長	糸の太さ (U.S.P 規格)							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	
22mm 	紫	90cm			MV484	MV383				
26mm 	紫	90cm				MV382				



◎ 丸針 5 / 8 (強々湾) 片針 1パック1本入 12P / 箱

針サイズ	色	糸長	糸の太さ (U.S.P 規格)							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	
27mm 	紫	75cm					MV215			

◎ 丸針 1 / 2 (強湾) 片針 リムーバブル針 (引き抜き可能針) 1パック8本入 10P / 箱

針サイズ	色	糸長	糸の太さ (U.S.P 規格)							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	
17mm 	紫	45cm×8		MV599	MV499					
22mm 	紫	45cm×8			MV494	MV393				
26mm 	紫	45cm×8				MV394	MV291			

● 鈍針 1 / 2 (強湾) 片針 リムーバブル針 (引き抜き可能針) 1パック8本入 10P / 箱

針サイズ	色	糸長	糸の太さ (U.S.P 規格)							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	
36mm 	紫	45cm×8							MV091	MV193
48mm 	紫	45cm×8								MV191

滅菌針無し縫合糸

1パック3本入 12P / 箱

色	糸長	糸の太さ (U.S.P 規格)						
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
紫	45cm×3			MV403	MV303	MV203	MV003	

※注意！ご使用前に製品に添付されている取扱説明書を必ずお読みください。

- モノスティンガーは吸収性なので、長期にわたる組織接合を要する部位、及び強度の緊張のかかる状態で広範囲にわたる部位での使用はしないでください。
- モノスティンガーは、眼科処置を含むあらゆる軟組織の接合、及び結紮に使用する縫合糸ですが、心臓血管、及び神経系統の組織には使用しないでください。
- 適用部位や症状によっては、創傷裂開の危険があります。使用する前に術者は吸収性縫合糸を用いた外科的処置、及び手技に習熟している必要があります。素材が吸収性であるため、緊張、伸張、膨満をおこしそうな部位、あるいは支持の必要な部位への使用に際しては、補助的手段として非吸収性縫合糸の使用や外部サポーターの使用を考慮してください。
- 一度開封した後の再滅菌はしないでください。開封後、未使用のものは廃棄してください。