

ブレイド合成吸収糸

# サージソープ

SURGISORB  
ABSORBABLE BRAIDED SUTURES




# ブレイド合成吸収糸 ～サージソープ～

高度管理医療機器  
医療用品(2)縫合糸  
ポリグリコール酸縫合糸  
医療機器承認番号 21000BZY00102000

## 製品の特長


サージソープはコーテッドポリグリコール酸ブレイド合成吸収性縫合糸です。

- 強い抗張力 U.S.P規格の基準強度に比べ高い抗張力を持っています。
- 優れた吸収性 強い抗張力を保ち、その後60～90日で吸収されます。
- 優れた操作性 滑らかなノットスライディングと強い結紮保持力を保っています。





ポリグリコール酸とは、水と反応して加水分解するポリエステルの一種でこの特性により生体吸収性の医療機器として使われています。

ポリグリコール酸は、加水分解によって水と二酸化炭素とに分解吸収されます。










IUPAC名 poly(ethanoate)  
CAS登録番号 26124-68-5  
SMILES O=C(O)CO  
化学式 (C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)<sub>n</sub>



※リムーバブル針は、接合部に一定の力を加えると針が糸から外れるようになっています。

# サージソープ 【コーテッドポリグリコール酸ブレイド合成吸収性縫合糸】











## ☑ 滅菌針付縫合糸 丸針1/2円(強弯)

ポート サイズ	針サイズ	糸色	糸長	入数/箱	品番 糸の太さ(USP規格)									
					6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2		
○ 5mm ポート可	 13mm	紫	45cm R	8本×10		SV591★	SV491							
			75cm	1本×36		SV512◆								
		白	75cm	1本×36	SU613★	SU512	SU411							
		○ 8mm ポート可	 17mm	紫	45cm R	8本×10				SV391				
75cm	1本×36				SV617★	SV513	SV413	SV311	SV216					
白	45cm R			8本×10			SU491							
	75cm			1本×36		SU513★	SU412	SU311★						
 17mm	紫		90cm 両	1本×36			SV483★							
	白		45cm 両 R	1本×36			SU4918◆							
 20mm	紫		45cm R	8本×10			SV493	SV392						
			75cm	1本×36			SV415	SV313						
 20mm	紫	90cm 両	1本×36				SV381★							
		 22mm	45cm R	8本×10			SV494	SV393						
75cm	1本×36				SV416	SV315	SV217	SV016						
23cm	8本×10						SV328◆							
45cm R	4本×10				SV4944	SV3934★								
45cm	8本×10				SV416M458◆	SV315M458◆								
 22mm	紫	90cm 両	1本×36			SV484	SV383							

★=要在庫確認 ◆=受注生産品 R=リムーバブル針 両=両端針

# サージソープ【コーテッドポリグリコール酸ブレイド合成吸収性縫合糸】

## ☑ 滅菌針付縫合糸 丸針1/2円(強弯)

ポート サイズ	針サイズ	糸色	糸長	入数/箱	品番 糸の太さ(USP規格)								
					6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2	
 10mm ポート可	 26mm	紫	45cm R	8本×10			SV495★	SV394	SV291	SV092★			
			75cm	1本×36		SV516★	SV417	SV317	SV211	SV011	SV117★		
	紫	90cm 両	1本×36				SV382						
	白	90cm 両	1本×36						SU282◆				
 36mm	 36mm	紫	45cm R	8本×10						SV091	SV191		
			75cm	1本×36			SV418★	SV319	SV213	SV013	SV112		
		白	75cm	1本×36				SU319★	SU213★	SU013★	SU112★		
		紫	90cm	1本×36					SV21M★	SV01M★	SV11M		
 40mm	 40mm	紫	45cm R	8本×10						SV093★	SV192		
			75cm	1本×36					SV214	SV014	SV113	SV916	
			90cm	1本×36							SV0145◆		
 48mm	 48mm	紫	90cm	1本×36					SV21C	SV010	SV115		
 65mm	 65mm	紫	75cm	1本×36								SV912	

★=要在庫確認 ◆=受注生産品 R=リムーバブル針 両=両端針

# サージソープ【コーテッドポリグリコール酸ブレイド合成吸収性縫合糸】

## ● 滅菌針付縫合糸 鈍針1/2円(強弯)

針サイズ	糸色	糸長	入数/箱	品番 糸の太さ(USP規格)							
				6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
 26mm	白	45cm R	8本×10				SU395				
		45cm R	4本×10				SU3954◆				
		90cm R	1本×36				SU3951◆				
 36mm	白	45cm R	8本×10					SU292	SU091	SU193	
		75cm	1本×36					SU253			
		90cm R	1本×36					SU2921◆			
 40mm	紫	45cm R	8本×10								SV194
		75cm	1本×36								SV154
 48mm	白	45cm R	8本×10								SU191
	紫	90cm	1本×36								SV155★

## ▼ 滅菌針付縫合糸 角針1/2円(強弯)

針サイズ	糸色	糸長	入数/箱	品番 糸の太さ(USP規格)							
				6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
 10mm	白	45cm	1本×36	SU641★							
 13mm	白	45cm	1本×36		SU541						
 17mm	白	75cm	1本×36			SU445					
 23mm	紫	75cm	1本×36				SV34N	SV246			
 26mm	紫	75cm	1本×36				SV345	SV245			
 35mm	白	75cm	1本×36						SU04N	SU14M★	
	紫	75cm	1本×36					SV24N	SV04N	SV14M	
 40mm	紫	90cm	1本×36								SV141

★=要在庫確認 ◆=受注生産品 R=リムーバブル針 両=両端針

# サージソープ【コーテッドポリグリコール酸ブレイド合成吸収性縫合糸】

## ▼ 滅菌針付縫合糸 角針3/8円(弱弯)

針サイズ	糸色	糸長	入数/箱	品番 糸の太さ(USP規格)								
				6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2	
 12mm	白	45cm	1本×36		SU542★	SU441						
	紫	45cm	1本×36			SV441★						
 19mm	白	75cm	1本×36			SU444	SU341					
 24mm	紫	75cm	1本×36			SV444★	SV344	SV243★				
 30mm	紫	75cm	1本×36					SV247★				

## ☉ 滅菌針付縫合糸 丸針5/8円(強々弯)

針サイズ	糸色	糸長	入数/箱	品番 糸の太さ(USP規格)								
				6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2	
 27mm	紫	45cm R	5本×10					SV2955★				
		75cm	1本×36					SV215	SV017			
 36mm	紫	75cm	1本×36					SV218★				

## 滅菌針無し縫合糸

糸色	糸長	入数/箱	品番 糸の太さ(USP規格)							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
紫	45cm	3本×36		SV503★	SV403	SV303	SV203	SV003	SV103	SV903
紫	45cm	12本×12		SV509★	SV409	SV309	SV209	SV009	SV109	SV909
紫	75cm	3本×36			SV423◆	SV323◆	SV223◆		SV123◆	
紫	90cm	2本×36					SV222★			
紫	150cm	1本×36		SV501★	SV401	SV301	SV201	SV001	SV101	SV901
白	45cm	3本×36			SU403★	SU303	SU203★	SU003★	SU103★	
白	45cm	12本×12				SU309★				
白	150cm	1本×36		SU502★	SU402★	SU302	SU202★	SU002★	SU102★	SU902★

★= 要在庫確認 ◆= 受注生産品 R= リムーバブル針 両= 両端針

※注意!ご使用前に取扱い説明書を必ずお読みください。

- サージソープは吸収性なので、長期にわたる組織接合を要する部位、及び強度の緊張のかかる状態で広範囲にわたる部位での使用はしないでください。
- サージソープは、眼科処置を含むあらゆる軟組織の接合、及び結紮に使用する縫合糸ですが、心臓血管、及び神経系統の組織には使用しないでください。
- 適用部位や症状によっては、創傷裂開の危険があります。使用する前に術者は吸収性縫合糸を用いた外科的処置、及び手技に習熟している必要があります。素材が吸収性であるため、拡張、伸張、膨満をおこしそうな部位、あるいは支持の必要な部位への使用に際しては、補助的手段として非吸収性縫合糸の使用や外部サポーターの使用を考慮してください。
- 一度開封した後の再滅菌はしないでください。開封後、未使用のものは破棄してください。



製造販売元 日腸工業株式会社 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘2-4-16

TEL (03) 3718-6211 FAX(03) 3718-9506

大阪営業所・四国営業所・福岡営業所・鹿児島工場

<http://nitcho.jp/>

